

Semax + Selank

RP-HPLC mit UV-Detektion bei 214 nm.

Charge	ELY-2609-O
Prüflabor	Beispiel Analytik GmbH
Prüfdatum	07.09.2026
Reinheit (HPLC)	? 99 %
CAS-Nummer	-
Summenformel	-
Molekulargewicht	-
Sequenz	-
Erscheinung	Lyophilisiertes Pulver, weiß bis cremefarben
Lagerung	Lichtgeschützt bei ?20 °C

Prüfmethoden

Reinheitsbestimmung mittels RP-HPLC (UV-Detektion 214 nm). Identitätsbestätigung über Massenspektrometrie (ESI-MS). Wassergehalt nach Karl-Fischer. Restlösemittel gemäß ICH Q3C. Die vollständigen Rohdaten liegen beim Prüflabor vor.

BEISPIELDOKUMENT

Dieses PDF ist ein Platzhalter aus den Beispieldaten und kein gültiges Analysenzertifikat. Echte Chargendokumente werden im Admin-Panel hinterlegt.